



## PINCEL

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

PRODUTO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA, GLAZE, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CLÍNICA E OPACO PASTA EM CERÂMICA.

### COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

PÊLO SINTÉTICO

PÊLO SINTÉTICO TIPO PÔNEI

### DIMENSÃO DO PRODUTO:

#### P-40 - PINCEL PÊLO SINTÉTICO Nº0 REDONDO:

COMPRIMENTO: 17,5 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 4,59 MM ( $\pm 2$ )

#### P-41 - PINCEL PÊLO SINTÉTICO Nº2 REDONDO:

COMPRIMENTO: 18 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 4,45 MM ( $\pm 2$ )

#### P-42 - PINCEL PÊLO SINTÉTICO Nº4 CHATO:

COMPRIMENTO: 18,5 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 4,80MM ( $\pm 2$ )

#### P-43 - PINCEL PÊLO SINTÉTICO Nº0 FILETE:

COMPRIMENTO: 18,5 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 4,23MM ( $\pm 2$ )

#### P-46 - PINCEL PÊLO SINTÉTICO Nº4 REDONDO:

COMPRIMENTO: 18 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 6,87 MM ( $\pm 2$ )

#### P-47 - PINCEL PÊLO SINTÉTICO Nº0 REDONDO:

COMPRIMENTO: 17,5 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 6,71 MM ( $\pm 2$ )

#### P-48 - PINCEL PÊLO SINTÉTICO TIPO PÔNEI Nº1 FILETE:

COMPRIMENTO: 17,3 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 6,57 MM ( $\pm 2$ )

#### P-49 - PINCEL PÊLO SINTÉTICO Nº01 REDONDO:

COMPRIMENTO: 17 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 6,59 MM ( $\pm 2$ )

#### P-50 - PINCEL ODONTO FILAMENTO SINTÉTICO Nº0 CURVADO:

COMPRIMENTO: 17 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 6,51 MM ( $\pm 2$ )

#### P-51 - PINCEL ODONTO FILAMENTO SINTÉTICO Nº00 CURVADO:

COMPRIMENTO: 17 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 6,73 MM ( $\pm 2$ )





**P-52 - PINCEL ODONTO FILAMENTO SINTÉTICO Nº02 CURVADO:**

COMPRIMENTO: 17,2 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 6,53 MM ( $\pm 2$ )

**P-53 - PINCEL ODONTO FILAMENTO SINTÉTICO Nº04 CURVADO:**

COMPRIMENTO: 17,5 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 6,43 MM ( $\pm 2$ )

**P-54 - PINCEL ODONTO FILAMENTO SINTÉTICO Nº06 CURVADO:**

COMPRIMENTO: 18 CM ( $\pm 2$ )

DIÂMETRO: 6,68 MM ( $\pm 2$ )

**INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:**

INDICADO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA, GLAZE, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CLÍNICA E OPACO PASTA EM CERÂMICA.

**LIMPEZA:**

REUTILIZÁVEL APÓS LAVAGEM COM ÁGUA E SABÃO. DESINFECÇÃO COM ÁLCOOL 70% OU HIPOCLORITO DE SÓDIO. NÃO ACEITA AUTOCLAVE OU ESTERILIZAÇÃO POR CALOR

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO, LIMPO, AREJADO, TRANSPORTAR SEM VIOLAR A EMBALAGEM.

**APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:**

EMBALAGEM COM 01 UN;

**PRAZO DE VALIDADE:**

INDET.

